


BODYSCALE



Item No. 19192

Instruction manual

Please read all instructions carefully and retain for future use!

(EN) Content

- 1 x Scale
- 1 x Manual

Specifications

Dimensions	28 x 28 x 2.5 cm
Material	Glass + PS
Unit	kg/lb
Power input (DC)	3 V
Batteries	2 x AAA
Capacity	5kg - 180kg
Graduation	0.1 kg/0.2 lb
Low battery display	Lo
Overweight display	oL

Instructions

- Turn on auto
- Auto off in 10 seconds
- Remove the insulation film from the back of the scale near the battery compartment prior to operation.

- Place the scale on a plane and hard surface prior to weighting
- Step on the scale, balance your weight evenly and wait until the display reads your weight. Your weight will flash on the readout for 10 seconds.
- Press the button near the battery box and you can choose the different unit: kg/lb
- Replace the battery immediately when you see the Lo battery indicator.

ATTENTION:

- Do not leave any object on the scale when not in use.
- Keep the scale surface and your feet drying when weighting.
- Make sure you stand in the center of the scale to avoid tipping.
- Avoid dropping or hitting the scale.
- Wipe scale surface with a clean dry cloth if need clean.
- Do not wash the scale with water, the scales mechanism can be damaged if immersed in water.

WEEE:

This product bears the selective sorting symbol for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. The user has the choice to give this product to a competent recycling organization or to a retailer when buying a new electrical or electronical piece of equipment.

Reinhard NL
 Network 140-142
 1446 WR Purmerend
 The Netherlands



PERSONENWEEGSCHAAL

Item Nr. 19192

Gebruikshandleiding

Lees alle instructies zorgvuldig en bewaar voor toekomstig gebruik!

(NL) Inhoud

- 1 x Weegschaal
- 1 x Handleiding

Specificaties

Afmetingen	28 x 28 x 2,5 cm
Materiaal	Glas + PS
Weegeenheid	kg/lb
Stroominvoer (DC)	3 V
Batterijen	2 x AAA
Vermogen	5kg - 180kg
Schaalverdeling	0.1 kg/0.2 lb
Display batterijen raken op	Lo
Display te veel gewicht	oL

Instructies

- Zet op auto
- Auto schakelt na 10 seconden uit

- Verwijder voor gebruik de isolatiefolie bij het batterijvakje op de achterkant van de weegschaal.
- Zet de weegschaal voorafgaand aan het wegen op een vlak en hard oppervlak.
- Ga op de weegschaal staan, verdeel je gewicht gelijkmatig en wacht tot de display je gewicht afleest. Je gewicht zal 10 seconden lang oplichten op de display.
- Druk op de knop bij het batterijvakje om de weegeenheid te bepalen: kg/lb
- Vervang de batterij onmiddellijk als de indicator aangeeft dat deze opraakt.

ATTENTIE:

- Laat geen voorwerpen op de weegschaal liggen als je die niet gebruikt.
- Houd het oppervlak van de weegschaal en je voeten droog als je je weegt.
- Zorg dat je op het midden van de weegschaal staat om kantelen te voorkomen.
- Laat de weegschaal niet vallen en stoor er niet tegenaan.
- Veeg de weegschaal af met een droge doek als reiniging noodzakelijk is.
- Reinig de weegschaal niet met water, het mechanisme van de weegschaal kan beschadigd raken als hij in water wordt ondergedompeld.

WEEE:

Dit product draagt het gescheiden inzamelings-symbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld volgens de

Europese richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of ontmanteld en zo de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om dit product af te geven aan een competente recycle-organisatie of aan een detailhandelaar als hij een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt.

Reinhard NL
Netwerk 140-142
1446 WR Purmerend
The Netherlands



KÖRPERWAAGE

Art.-Nr. 19192

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie alle Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!

(DE) Inhalt

- 1 x Waage
- 1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Abmessungen	28 x 28 x 2,5 cm
Material	Glas + PS
Einheiten	kg/lb
Eingangsleistung (DC)	3 V
Batterien	2 x AAA
Kapazität	5kg - 180kg
Graduierung	0,1 kg/0,2 lb
Anzeige für schwache Batterie	Lo
Übergewichtsanzeige	oL

Anleitungen

- Automatisches Einschalten
- Automatisches Ausschalten nach 10 Sekunden
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Isolierfolie auf der Rückseite der Waage in der Nähe des Batteriefachs.
- Stellen Sie die Waage vor dem Wiegen auf eine ebene und harte Fläche
- Treten Sie auf die Waage, balancieren Sie Ihr Gewicht gleichmäßig aus und warten Sie, bis das Display Ihr Gewicht anzeigt. Ihr Gewicht blinkt für 10 Sekunden auf der Anzeige.
- Drücken Sie die Taste in der Nähe des Batteriefachs und wählen Sie zwischen den verschiedenen Einheiten: kg/lb
- Tauschen Sie die Batterie sofort aus, wenn Sie die Anzeige „Lo-Batterie“ sehen.

ACHTUNG!

- Lassen Sie keine Gegenstände auf der Waage liegen, wenn Sie sie nicht benutzen.

- Halten Sie die Oberfläche der Waage und Ihre Füße beim Wiegen trocken.
- Achten Sie darauf, dass Sie in der Mitte der Waage stehen, um Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, etwas auf die Waage fallen lassen oder mit etwas draufzuschlagen.
- Wischen Sie die Oberfläche der Waage bei Bedarf mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Waschen Sie die Waage nicht mit Wasser, der Mechanismus der Waage kann beim Eintauchen ins Wasser beschädigt werden.

ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE:

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (ElektroG). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder zerlegt werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer kann das Produkt beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an eine kompetente Recyclingorganisation oder an einen Einzelhändler abgeben.

Reinhard NL
 Netwerk 140-142
 1446 WR Purmerend
 Niederlande



BALANCE

Article n°19192

Manuel d'instruction

Veillez lire ces instructions attentivement et les conserver pour une utilisation future !

(FR) Contenu

- 1 x Balance
- 1 x Manuel d'instruction

Spécifications

Dimensions	28 x 28 x 2.5 cm
Matériau	Verre + PS
Unité	Kg/lb
Alimentation électrique (CA)	3 V
Piles	2 x AAA
Capacité	5kg - 180kg
Gradation	0.1 kg/0.2 lb
Affichage des piles faibles	Lo
Affichage de surpoids	oL

Instructions

- Mise en marche automatique
- Arrêt automatique après 10 secondes
- Retirez le film isolant à l'arrière de la balance, près du compartiment des piles, avant de l'utiliser.
- Placez la balance sur une surface plane et dure avant la pesée.
- Montez sur la balance, équilibrez votre poids et attendez que l'écran affiche votre poids. Votre poids clignotera sur l'écran pendant 10 secondes.
- Appuyez sur le bouton près du compartiment des piles et vous pouvez choisir l'unité différente : kg / lb
- Remplacez les piles immédiatement lorsque vous voyez l'indicateur de pile Lo.

ATTENTION :

- Ne laissez aucun objet sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Gardez la surface de la balance et vos pieds secs lors de la pesée.
- Assurez-vous de vous tenir au centre de la balance pour éviter de basculer.
- Évitez de faire tomber ou de heurter la balance.
- Essuyez la surface de la balance avec un chiffon propre et sec si nécessaire.
- Ne pas laver la balance à l'eau, le mécanisme de la balance peut être endommagé en cas d'immersion dans l'eau.

DEEE :

Ce produit porte le symbole de tri sélectif des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE

afin d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre ce produit à un organisme de recyclage compétent ou de le donner à un détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou électronique.

Reinhard NL
Netwerk 140-142
1446 WR Purmerend
The Netherlands



BALANÇA CORPORAL

Item nº 19192

Manual de instruções

Por favor leia atentamente todas as instruções e guarde-as para uso futuro!

(PT) Conteúdo

- 1 balança
- 1 manual

Especificações

Dimensões	28 x 28 x 2,5 cm
Material	Vidro + PS
Unidade	kg/lb
Consumo de energia (CC)	3V
Baterias	2 x AAA
Capacidade	5kg - 180kg
Gradação	0,1 kg/0,2 lb
Ecrã de bateria fraca	Lo
Exibição de excesso de peso	oL

Instruções

- Iniciação automática
- Encerramento automático em 10 segundos
- Remova a película isolante da parte de trás da balança perto do compartimento da bateria antes de utilizá-la.
- Coloque a balança sobre uma superfície plana e dura antes de pesar.
- Pise na balança, equilibre o seu peso uniformemente e espere até que o ecrã mostre o seu peso. O seu peso irá piscar no visor durante 10 segundos.
- Pressione o botão perto da caixa de bateria e pode escolher a unidade diferente: kg/lb
- Substitua imediatamente a bateria quando visualizar o indicador de bateria fraca.

ATENÇÃO:

- Não deixe nenhum objecto na balança quando não estiver a ser utilizada.
- Mantenha a superfície da balança e os seus pés secos ao pesar.

- Certifique-se de estar no centro da balança para evitar a inclinação.
- Evitar deixar cair ou bater com a balança.
- Limpar a superfície da balança com um pano limpo e seco, se necessário.
- Não lavar a balança com água; o seu mecanismo pode ser danificado se estiver imerso em água.
-

REEE:

Este produto ostenta o símbolo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser reciclado ou desmontado da forma prescrita pela Diretiva Europeia 2012/19/UE, a fim de minimizar o seu impacto no ambiente. O utilizador pode optar por entregar este produto a uma empresa de reciclagem ou retalhista competente ao adquirir um novo aparelho elétrico ou eletrónico.

Reinhard NL
Netwerk 140-142
1446 WR Purmerend
The Netherlands

